



HYGIENE

clean & protect

BERÜHRUNGSLOSER DESINFEKTIONS- UND SEIFENSPENDER



MODERNSTE
SENSORTECHNIK
SORGT FÜR EIN
TÄGLICHES PLUS
AN HYGIENE



Die Vorteile auf einen Blick:

- Vollautomatische Sensortechnik
- Variable Sensoreinstellung
- Einstellbarer Sprühmodus
- Verschlussmechanismus
- Benutzerfreundliche LED-Anzeige
- Unabhängige Stromzufuhr und maximale Flexibilität
- Zeitsparende Füllstandsanzeige



BESTELLSHOTLINE 040 636 520 23

DENTALimpulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Sülldorfer Kirchenweg 133

D 22589 Hamburg

Telefon 040 636 520 23

Freefax 0800 879 30 29



HYGIENE

clean & protect

BERÜHRUNGSLOSER DESINFEKTIONS- UND SEIFENSPENDER

Modernste Sensortechnik sorgt für ein Plus an Hygiene und die Einhaltung der Hygienerichtlinien des Robert-Koch-Institutes (Zitat: Spender für Seife und Desinfektionsmittel dürfen in den Behandlungsräumen nur noch "ohne Handberührung" betätigt werden). Die bedarfsgerechte und exakte Volumeneinstellung sorgt für eine optimale Desinfektion bei passgenauer Dosierung. Das schafft Sicherheit und spart Kosten. Dank der unabhängigen Stromversorgung, der Saraya Sensorspender ist batteriebetrieben, ist ein Stromanschluss überflüssig und so der Einsatzort (als Tisch oder Wandgerät) indikationsgerecht möglich.

VOLLAUTOMATISCHE SENSORTECHNIK

Der Spendemechanismus wird ohne Berührung ausgelöst und gibt exakt die eingestellte Menge Desinfektionsmittel (1,4 ml) bzw. Schaumseife (0,75 g) ab.

VARIABLE SENSOREINSTELLUNG

Die Reichweite des Sensors lässt sich mit Hilfe eines Reglers individuell justieren.

EINSTELLBARER SPRÜHMODUS

Sie wählen ganz nach individuellem Bedarf Einfach- oder Doppeldosierung.

VERSCHLUSSMECHANISMUS

Durch Abschließen des Gehäuses verhindern Sie das Eindringen anderer Substanzen in die Desinfektionsmittel/Seifen.

BENUTZERFREUNDLICHE LED-ANZEIGE

Das rote Blinken der LED-Leuchte zeigt niedrigen Batteriestatus an. Grünes Licht signalisiert Betriebsbereitschaft.

UNABHÄNGIGE STROMZUFUHR

Der Batteriebetrieb macht einen Stromanschluss überflüssig und ermöglicht mehr als 100.000 Sprühvorgänge.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Der Batteriebetrieb ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Spenders – sowohl freistehend als auch an der Wand montiert.

ZEITSPARENDE FÜLLSTANDSANZEIGE

Ein transparentes Fenster ermöglicht Ihnen jederzeit die Überprüfung des Füllstandes bei geschlossener Frontklappe.

Lieferumfang
o Saraya Sensorspender
o Dübel und Schrauben für die Wandmontage
o Merkblatt und Bedienungsanleitung
o 1 x 4 Alkalibatterien „D“

Technische Daten	
Tischmodell (B/H/T in mm)	144/225/106
Wandmodell (B/H/T in mm)	144/225/106
Gewicht	ca. 740g
Stromzufuhr	4 Alkalibatterien „D“

HAUT-/HANDDESINFEKTION UND SCHAUMSEIFE

Die SA-1000ml Flaschen sind auf den Saraya Desinfektionsmittel- und Seifenspender abgestimmt. Diese abgestimmte Verbindung sorgt zusätzlich für einen sehr hohen Hygienestandard und eine einfache und schnelle Bedienung sowie ein Plus an Sicherheit, da ein Zurücklaufen in die Flasche von Desinfektionsmittel oder Seife verhindert wird. Ebenso werden Verschmutzung und Verstopfung der Düse vermieden und ein reibungsloser Betrieb garantiert.



Saraya Schaumseife

- o Mild und erfrischend
- o Auf Kokosölbasis
- o Enthält Hautpflegende Substanzen
- o Hygienische 1000ml-Flasche

Saraya Haut- und Handdesinfektion

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben für Haut und Hände. Saraya Haut- und Handdesinfektion ist ein Produkt ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher ist das Produkt sehr hautverträglich. Zugelassen nach AMG zur Desinfektion der Haut vor Injektionen, zur hygienischen Händedesinfektion und für Kühlmuschläge. Ebenfalls in der hygienischen 100ml-Flasche und DGHM zertifiziert.



BESTELHOTLINE 040 636 520 23

SARAYA SENSORSPENDER

per Stück € 89,00
ab 5 Stück € 79,00

SARAYA SCHAUMSEIFE (FLASCHE 1L)

per Stück € 9,90
ab 5 Stück € 8,90

SARAYA HAUT-HANDDESINFEKTION (FLASCHE 1L)

per Stück € 10,90
ab 5 Stück € 9,90

Weitere Abnahmemengen gerne auf Anfrage. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.DENTALimpulse.de/agb.html einsehen können.

Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Versandkostenfreie Lieferung ab einem Nettobestellwert von 60,00 Euro. Weitere Infos auch im Internet unter www.DENTALimpulse.de.